

依頼者 シンゲンメディカル株式会社

 検体名 フーナー
 サポート潤滑ゼリー

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木4番4号



2015年(平成27年)05月15日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

| 分析試験項目 | 結果 | 検出限界 | 注 | 方法 |
|----------|-------|-----------|-------|-------|
| 核種 | | | 1 | |
| セシウム-137 | 検出せず | 2.2 Bq/kg | | |
| セシウム-134 | 検出せず | 2.3 Bq/kg | | |
| ヨウ素-131 | 検出せず | 2.8 Bq/kg | | |

 注1. γ 線スペクトロメータ(ゲルマニウム半導体検出器)法。試験実施施設:一般財団法人日本食品分析センター 彩都研究所(大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目4番41号)

以上